


# Coagulador de Sangre



**Función:** Para coagular en continuo un flujo de sangre mediante la inyección de vapor transformándolo en coágulo listo para procesar/secar.

**Características:** Ejecución completa en acero inoxidable con puntos de inyección directa de vapor y mirillas en la boca de descarga. El coagulador construido en acero inoxidable viene montado en una bancada de soporte.

**Capacidad:** 1- 7 toneladas de sangre cruda por hora

**MAVITEC**

Galileistraat 32, 1704 SE Heerhugowaard, The Netherlands  
Tel.: +31-72-574 59 88 - Fax: +31-72-574 55 48  
E-mail: [info@mavitec.com](mailto:info@mavitec.com) - [www.mavitec.com](http://www.mavitec.com)

**DUPPS**

Germantown, Ohio U.S.A.  
Tel: +1-937-855 6555 • Fax: +1-937-855 6554  
E-mail: [info@dupps.com](mailto:info@dupps.com) • [www.dupps.com](http://www.dupps.com)